

## Colofonia

### Producto 129001 Geipel Violin Kolophonium Paganini Kork

Ficha de datos de seguridad de la colofonia

Producto: Rosin (resina de violín)

Usos: La colofonia se utiliza principalmente en instrumentos de cuerda para sujetar las cerdas del arco, así como en la industria electrónica y de pinturas.

Materiales: La colofonia se elabora a partir de resinas naturales obtenidas de pinos, abetos y abetos.

Impulsado:

Reacciones alérgicas: Puede provocar reacciones alérgicas en la piel (H317).

Irritación: Puede irritar la piel y el tracto respiratorio.

Peligro de incendio: Puede encenderse al entrar en contacto con llamas o descargas electrostáticas.

Medidas de seguridad:

Manipulación: Use guantes protectores y evite el contacto con la piel.

Uso: Utilice colofonia sólo en áreas bien ventiladas.

Almacenamiento: Guarde la colofonia en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de ignición.

Notas de almacenamiento: Guarde la colofonia en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y temperaturas extremas.

Medidas de primeros auxilios:

Contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, limpie bien la zona afectada con agua y jabón.

Fabricante walter Geipel

Werkstättenweg 12 DE 91088 Bubenreuth

Teléfono +49-9131-21514 Correo electrónico [ingo@walter-geipel.de](mailto:ingo@walter-geipel.de)